

ALLEGATO 1

- 1) Sistema di lavaggio ad ultrasuoni per il reprocessing delle pinze robotiche "da Vinci"
- 2) Contenitori per la decontaminazione delle pinze per la robotica "da Vinci"
lunghezza superiore a 80 cm / max 100; larghezza superiore a 70cm / max 100cm

Descrizione:

1) N° 1 Bagno ad ultrasuoni con i seguenti parametri:

Rendimento ultrasuoni 13watt/litro o superiore

Frequenza ultrasonica 38 kHz o superiore

Dimensioni del bagno ad ultrasuoni: abbastanza ampio per sommergere completamente i dispositivi del sistema da Vinci Xi Intuitive, con almeno 25mm di spazio intorno a tutti i bordi del bagno ad ultrasuoni.

Le apparecchiature in oggetto dovranno rispettare tutte le indicazioni del produttore "INTUITIVE"

02) N° 3 Contenitori per la decontaminazione delle pinze per la robotica "da Vinci"

lunghezza superiore a 80 cm / max 100; larghezza superiore a 70 cm / max 100:

- **I contenitori devono essere autoclavabili, muniti di coperchio e sgocciolatoio per sollevare i D.M. composti di un materiale resistente e leggero.**

